

# L'UNICO MATERIALE TERMOPLASTICO UTILIZZABILE A BASSE TEMPERATURE

## Classic Rotoli

| Articolo | Descrizione               | Confezione |
|----------|---------------------------|------------|
| 5001103  | Rotolo X-Lite 5x180 cm    | 20 rotoli  |
| 5001133  | Rotolo X-Lite 7,5x180 cm  | 20 rotoli  |
| 5001143  | Rotolo X-Lite 10x180 cm   | 10 rotoli  |
| 5001153  | Rotolo X-Lite 12,5x180 cm | 10 rotoli  |
| 5001163  | Rotolo X-Lite 15x180 cm   | 10 rotoli  |



## Classic Lastre

| Articolo | Descrizione                | Confezione |
|----------|----------------------------|------------|
| 5002790  | Splint X-Lite 20x37,5 cm   | 15 lastre  |
| 5002791  | Splint X-Lite 120x20 cm    | 15 lastre  |
| 5002792  | Splint X-Lite 20x90 cm     | 15 lastre  |
| 5002793  | Splint X-Lite 7,5x37,5 cm  | 15 lastre  |
| 5002794  | Splint X-Lite 10x37,5 cm   | 15 lastre  |
| 5002795  | Splint X-Lite 12,5x37,5 cm | 15 lastre  |
| 5002796  | Splint X-Lite 15x37,5 cm   | 15 lastre  |
| 5002797  | Splint X-Lite 15x90 cm     | 15 lastre  |
| 5002798  | Splint X-Lite 45x50 cm     | 10 lastre  |
| 5002799  | Splint X-Lite 50x50 cm     | 10 lastre  |



## Bordi di Finitura

| Articolo | Descrizione             | Confezione  |
|----------|-------------------------|-------------|
| 5002770  | Bordo X-Lite 1,8x50 cm  | 50 lastrine |
| 5002771  | Bordo X-Lite 2,5x50 cm  | 50 lastrine |
| 5002772  | Bordo X-Lite 5x50 cm    | 50 lastrine |
| 5002770D | Bordo X-Lite 1,8x750 cm | 1 dispenser |
| 5002771D | Bordo X-Lite 2,5x750 cm | 1 dispenser |
| 5002772D | Bordo X-Lite 5x750 cm   | 1 dispenser |



### INFINITE APPLICAZIONI

- gessi cilindrici
- gessi per fratture
- ortesi spinali
- splint d'arto superiore
- splint dinamici
- strumenti per la vita quotidiana

### PER INFINITE SPECIALITA'

- ortopedia
- pronto soccorso
- terapia occupazionale
- terapia fisica
- medicina fisica e riabilitazione
- ortesi e protesi



# A3-MED S.R.L.

## Leggero e Aerato



### Alcuni accessori della gamma X-Lite

|         |  |          |   |
|---------|--|----------|---|
| 5002771 | Bordino X-Lite cm 2,5x50 in cf da 50 lastre                  | 5002771D | Bordino X-Lite cm 2,5x750 in dispenser                      |
| 5011800 | Forbici  | 5011510  | Riscaldatore elettrico a norme CEE con rubinetto di scarico |
| 5011900 | Phon industriale norma CEE                                   | 5021121  | Fettuccia maschio cm 5x25 mt in rotolo                      |
| 5011940 | Recipiente con manico  | 5021123  | Fettuccia femmina cm 5x25 mt in rotolo                      |
| 5004421 | Tessuto tubolare   | 5003780  | Foam autoadesivo cm 3cmx10mt (in rotolo)                    |
| 5011930 | Pinza per estrazione materiale                               | 5002770  | Bordino X-Lite cm 1,8x50 in cf da 50 lastre                 |
| 5011910 | Cilindro per levigare  |          |   |
| 5021181 | Molla in acciaio per splints dinamici                        |          |   |
| 5005495 | Plastazote autoadesivo per imbottitura                       |          |   |
| 5011806 | Proteggi pelle per sega gesso                                |          |   |
| 5011920 | Piano di lavoro  |          |   |
| 5021183 | Elastici per trazione  |          |   |
| 5022001 | X-Lite accoppiato a velcro maschio in cf da 5 lastre cm 5x50 |          |   |

# A3-MED S.R.L.

[www.a3med.it](http://www.a3med.it) [www.xlite.info](http://www.xlite.info)

VIA DEL GRETO 10/A - 40069 ZOLA PREDOSA - BO  
TEL. 0514125204 FAX 0519915538  
[www.a3med.it](http://www.a3med.it) [xlite@a3med.it](mailto:xlite@a3med.it) [info@a3med.it](mailto:info@a3med.it)



# X-LITE®



## Per tutte le applicazioni